

# MINI-PET

Inovativní, mobilní POC řešení pro testování ESR u psů, koček a koní



- ✓ Přímé stanovení ze vzorků plné krve / EDTA
- ✓ Min. objem vzorku 0,5 ml antikoagulované krve s EDTA
- ✓ Analýza přímo ze zkumavek na krevní obraz
- ✓ Průběžné i sériové vkládání vzorků
- ✓ Výsledky za pouhých 8 min. (kůň) nebo 14 min. (pes, kočka)
- ✓ Možnost připojení do powerbanky
- ✓ Test lze provést na klinice i přímo u pacienta doma
- ✓ Bez odpadních kapalin

VÝROBCE:

**DIESSE**  
**DIESSE**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

**BGI** BioVendor  
**LM**<sup>®</sup>

# Jednoduchý, ale důležitý test pro sledování zdraví zvířat.

Vysoká sedimentace erytrocytů může ukazovat na:

- zánětlivá onemocnění (zejména infekční, revmatická, systémová a autoimunitní onemocnění)
- infarkt myokardu
- anémii
- souvislost s rakovinou

Měření ESR je také užitečné při sledování léčby chronických revmatických zánětlivých onemocnění. Přístroj MINI - PET vyhodnocuje pomocí modifikované Westergrenovy metody.

## Technické specifikace a přílušenství

<b>Rozměry</b>	135 x 191 x 125 mm (š x v x h)
<b>Hmotnost</b>	1,5 kg
<b>Provozní teplota</b>	5° C až 40° C
<b>Relativní vlhkost</b>	od 20% do 80%, nekondenzující
<b>Display</b>	dotykový panel
<b>Držák na zkumavky</b>	pozice na 4 zkumavky
<b>Čtečka čárových kódů</b>	externí
<b>Bluetooth tiskárna</b>	externí
<b>Powerbanka</b>	pro dobíjení v terénu
<b>Testovací sady</b>	600 / 1200 / 2400 / 4800 testů



### BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,  
Česká republika  
+420 549 124 111  
[www.biovendor.cz](http://www.biovendor.cz)

### Eva Dostalíková

**Customer Support Specialist**  
Clinical Chemistry & Hematology  
+420 549 124 143  
[dostalikova@biovendor.cz](mailto:dostalikova@biovendor.cz)

